

EP-TRACER® 2

**schwarzer
cardiotek**
SMART. PRECISE. RELIABLE.

The EP recording system – Measure the Difference

CSP Upgrade
verfügbar


Zuverlässige Ergebnisse für Ihre elektrophysiologischen Untersuchungen

- Ausgezeichnete Signalqualität
- Hochwertiger integrierter Stimulator mit zwei Ausgängen
- Anschluss an Cryo, PFA und RF Generator
- 3 verschiedene Anzeigemodi: Echtzeit, Triggermodus, Anzeigemodus
- Einfache Handhabung mit One-Touch-Anweisung
- Invasive Blutdruckkanäle
- 20, 52 oder 84 bipolare intrakardiale Eingänge
- CSP Modul mit LVAT-Messung, Visualisierung des Verletzungsstroms (Current of Injury)
- 12 Kanal EKG
- Export kalibrierter Signale (in mV)
- Überprüfungsmöglichkeit (Review Software)
- Screenshots, Aufnahmen, Protokolle und Reports
- DICOM Schnittstelle

In **drei verschiedenen** Versionen erhältlich

Smart Keyboard

Alles unter Kontrolle - direkt in einer Hand



Service & Support

Profitieren Sie von Serviceverträgen für Wartungen, Updates, und schnelle technische Unterstützung - optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Kontaktieren Sie uns!

E-Mail info@schwarzercardiotek.com
Telefon +49 (0)7131 2774 500