


Zubehörkatalog und Optionen für evolution



SMART.
PRECISE.
RELIABLE.

SCHWARZER CARDIOTEK kann auf eine lange Geschichte in der Entwicklung von kardiologischer Diagnostik zurückblicken.


Heute spiegeln unsere Systeme die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Kardiologen und Wissenschaftlern wider. Sie kombinieren modernste Forschung und Entwicklung, um unseren Kunden die intelligentesten, zuverlässigsten und präzisesten Hard- und Softwarelösungen zu bieten.

Measure the Difference.



Zubehör und Optionen

EKG-Kabel-Optionen für evolution	5
Druckkabel-Optionen für evolution	9
SpO2-Messung	16
NIBP-Messung	17
Temperatur-Messung	18
HZV-Messung	19
Bestellformular	21



5-Elektroden EKG-Kabel

NICHT MEHR VERFÜGBAR



Länge
300 cm

Detailansicht



03PCS00

5-Elektroden EKG-Kabel

Nicht mehr verfügbar !

Bei Bedarf bestellen Sie bitte die Kombination aus dem Stammkabel Art.-Nr. 03ECS00 (2,5 m) und das EKG-Kupfer-Patientenkabel mit der Art.-Nr. 03ECS01 (1 m) als Ersatz – siehe beide Seite 5.

Mit hochbelastbaren Klemmen für die Elektrodenanschlüsse



5-Elektroden Stammkabel



Länge
250 cm | 500 cm

Kombinierbar mit



03ECS00 03ECS10 5-Elektroden Stammkabel

Abgeschirmtes Stammkabel für 5-Elektroden Patienten-
kabel. Mit hochbelastbaren Klemmen.

Typen

03ECS00 Länge 250 cm

03ECS10 Länge 500 cm

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

03ECS01
**5-Elektroden Patienten-
kabel,
Kupfer**
Länge 100 cm



03ECS02
**5-Elektroden Patienten-
kabel,
röntgendurchlässig**
Länge 100 cm



EASI EKG-Stammkabel



Länge
340 cm

Kombinierbar mit



03ECS09 5-Elektroden Stammkabel EASI

Hauptkabel zur Verbindung mit EASI-Elektroden.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

04EAS05 EASI-Elektroden

Mit einem Elektroden-Set ist es möglich, 12 Oberflächen-EKG-Ableitungen mit nur 5 Elektroden anzuzeigen.



Spezifikation 04EAS05

Einmalnutzung

Steril

Verpackungseinheit: 240 Elektroden-Sets
(6 Packungen à 40 Sets)

10-Elektroden EKG-Kabel



Länge
350 cm

Kombinierbar mit



03PCS01 10-Elektroden EKG-Kabel

Dieses 10-Elektroden EKG-Kabel ist abgeschirmt, einteilig, aus Kupfer gefertigt und verfügt über hochbelastbare Klemmen für die Elektrodenanschlüsse.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

03ECS06

**Mit Verlängerungen,
röntgendurchlässig**

In Kombination mit 03PCS01 und 03PCS00
Länge 90 cm



Röntgendurchlässige Einzelleitungen zur
Verlängerung der EKG-Kabel

10-Elektroden EKG Y-Kabel



Länge
300 cm

Kombinierbar mit



03ECS03 10-Elektroden EKG Y-Kabel

Abgeschirmtes Stammkabel für 10-Elektroden EKG.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

03ECS04
**10-Elektroden Patienten-kabel,
Kupfer mit hochbelastbaren
Klemmen**



03ECS05
**10-Elektroden Patienten-kabel,
röntgendurchlässig**

Länge 120 cm



Braun Druckkabel



Länge
300 cm

Detailansicht



03ICS00 IBP Verbindungskabel für Braun Sensoren

Verbindungskabel für Braun Druckaufnehmer.



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

Baxter / Edwards Druckkabel



Länge
380 cm

Detailansicht



03ICS01 IBP Verbindungskabel für Baxter / Edwards Sensoren

Verbindungskabel für Baxter / Edwards
Druckaufnehmer.



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

Transpac IV (Abbott) Druckkabel



Länge
450 cm

Detailansicht



03ICS02 IBP Verbindungskabel für Transpac IV (Abbott) Sensoren

Verbindungskabel für Transpac IV Druckaufnehmer von Abbott.



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

PVB Druckkabel



Länge
340 cm

Detailansicht



03ICS04 IBP Verbindungskabel für PVB Sensoren

Verbindungskabel für PVB Druckaufnehmer.



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

PVB / Codan Xtrans Druckkabel



Länge
320 cm

Kombinierbar mit



03ICS08

IBP Verbindungskabel für PVB / Codan Xtrans Sensoren

Verbindungskabel für das Kontakt-Board.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

04ICS08

Kontakt-Board



Kontakt-Board nur nutzbar mit dem jeweils eigenen Verbindungskabel. Die gleichzeitige Nutzung von zwei Druckaufnehmern ist möglich.

Detailansicht



Medex Logical Druckkabel



Länge
400 cm

Detailansicht



03ICS05 IBP Verbindungskabel für Medex Logical

Verbindungskabel von Medex Logical zur Verwendung mit ACIST. Das Kabel kann mit Smith Medical Druckaufnehmer genutzt werden.

Zur Verbindung mit
Acist Pumpe und Acist FFR



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

Ohmeda Becton Dickinson Druckkabel



Länge
380 cm

Detailansicht



03ICS06 IBP Verbindungskabel für Ohmeda Becton Dickinson

Verbindungskabel für Ohmeda Becton Dickinson
Druckaufnehmer.



Kombinierbar mit



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

04PRS02
Drucksensor BD DTX plus
Länge 42 cm



Spezifikation 04PRS02

Zur Einmalnutzung

Steril

SpO2 Sensor



Länge
300 cm

03SPA00 SpO2 Sensor

Masimo LNCS (Low Noise Cabled Sensor) Kabel für die Pulsoximetrie-Messung.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

Kombinierbar mit



04SPA00
SpO2 Finger Clip Adult
Version für Erwachsene.



Digit Clip SpO2, wiederverwendbarer Sensor designed für dauerhafte Messungen.



04SPP00
SpO2 Finger Clip Paed
Pädiatrische Version.



03SPA01
**SpO2 Verlängerungskabel
LNC-4EXT**

Länge 122 cm

Kabel zur Verlängerung der Gesamtlänge.

Verbindungsschlauch und Manschetten



Länge
350 cm

33HOS00 Verbindungsschlauch

NIBP Verbindungsschlauch zur Verbindung der Manschetten mit dem Verstärker.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

Kombinierbar mit



33CAS00

NIBP V-Lok Manschette adult S

Durchmesser 25–35 cm

33CAM00

NIBP V-Lok Manschette adult M

Durchmesser 33–47 cm

33CAL00

NIBP V-Lok Manschette adult L

Durchmesser 46–66 cm

33CCC00

NIBP V-Lok Manschette child

Durchmesser 18–26 cm

33CCI00

NIBP V-Lok Manschette paed

Durchmesser 10.5–18.5 cm



33HOS01

**NIBP Verbindungsschlauch
für Mikroverbinder-Manschette**



Temperatursonde



Länge
300 cm



03TEA00 Temperatursonde Erwachsene

Kabel zur Temperaturmessung mit Sonde bei erwachsenen Patienten.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

03TEC00 Temperatursonde Kind Länge 300 cm



03TEC01 Temperatur-Hautsensor Kind Länge 300 cm

Temperatur-Hautsonde für Kinder,
wiederverwendbar.

Baxter HZV-Sonde



03BTP00 HZV-Sonde für Baxter

Baxter Sonde zur Nutzung mit dem temperaturdefinierten Wasserbad als Referenz bei HZV-Messungen.

Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

Kabel für den Gebrauch von
Injizierungstechniken
bei HZV-Messungen.

Detailansicht



Kombinierbar mit

03LPC00
Y-Verbindungskabel
Länge 250 cm



Verbindungskabel für HZV-Messungen.
Verbindungen für Standard-Katheter und
für den Thermistor.
Auch für 602019 Baxter HZV-Sonde für
Edwards 93522 (siehe Seite 20).

03BIS00
Baxter Injektat System



Baxter CO-Sonde (Edwards 93522)



Länge
310 cm

Detailansicht



602019 Baxter CO Sonde für Edwards 93522

Edwards Inline-Sonde für HZV-Messungen.
Achtung: Separates Gehäuse erforderlich!



Spezifikationen

Mehrfach verwendbar

CE-zertifiziert

Nicht steril

Verpackungseinheit: 1 Teil

BESTELL-FORMULAR

E-Mail customerservice@schwarzercardiotek.com
Telefon +49 (0)7131 2774 500
Fax +49 (0)7131 2774 590

Ihre Kontaktdaten

Klinikum _____
Abteilung _____
Kontakt Name _____

Lieferadresse _____
Telefon _____
E-Mail _____

☐ Bestellung

☐ Preisinformation

Seite	Artikel-Nr. Schwarzer Cardiotek	Beschreibung	Artikel-Nr. Hersteller	Bestellmenge
EKG-KABEL-OPTIONEN FÜR EVOLUTION				
5-Elektroden EKG				
5	03ECS00	5-Elektroden Stammkabel IEC, 250 cm	2.410.202	
5	03ECS10	5-Elektroden Stammkabel IEC, 500 cm	2.410.208	
5	03ECS01	5-Elektroden Patientenkel, Kupfer	2.410.326	
5	03ECS02	5-Elektroden Patientenkel, röntgendurchlässig	2.410.206	
6	03ECS09	EASI EKG Stammkabel	2.410.209	
6	04EAS05	EASI Elektroden Set (240 Stück)	-	
10-Elektroden EKG				
7	03PCS01	10-Elektroden EKG Kabel	2.400.204	
7	03ECS06	Röntgendurchlässiges 10-Elektroden-Verlängerung-Set	2.410.304	
8	03ECS03	10-Elektroden EKG Y-Stammkabel	2.410.305	
8	03ECS04	10-Elektroden EKG Patientenkel, Kupfer	2.410.306	
8	03ECS05	10-Elektroden EKG Patientenkel, röntgendurchlässig	2.410.307	
INVASIVER BLUTDRUCK (IBP) DRUCKKABEL-OPTIONEN				
9	03ICS00	IBP Verbindungkabel für Braun Sensoren	2.310.250	
10	03ICS01	IBP Verbindungkabel für Baxter / Edwards	2.310.253	
11	03ICS02	IBP Verbindungkabel für Transpac IV (Abbott)	2.310.254	
12	03ICS04	IBP Verbindungkabel für PVB	2.310.256	
13	03ICS08	BP Verbindungkabel für PVB / Codan Xtrans	75.2104	
13	04ICS08	PVB / Codan Xtrans Kontakt-Board (doppelt)	75.1068	
14	03ICS05	IBP Verbindungkabel für Medex Logical	2.310.259	
15	03ICS06	IBP Verbindungkabel für Ohmeda Becton Dickinson	2.310.260	
15	04PRS02	Druck Sensor BD DTX plus	682021	
SpO2-MESSUNG				
16	03SPA00	SpO2 Sensor	2.310.326	
16	04SPA00	SpO2 Finger Clip adult	2.100.309	
16	04SPP00	SpO2 Finger Clip paed	2.100.581	
16	03SPA01	SpO2 Verlängerungskabel LNC-4EXT	9.200.001	
NIBP-MESSUNG				
17	33HOS00	Verbindungsschlauch	2.100.746	
17	33CAS00	NIBP Manschette adult S	2.120.018	
17	33CAM00	NIBP Manschette adult M	2.120.019	
17	33CAL00	NIBP Manschette adult L	2.120.031	
17	33CCC00	NIBP Manschette child	2.120.020	
17	33CCI00	NIBP Manschette paed	2.120.021	
17	33HOS01	NIBP Verbindungsschlauch für Mikroverbinder-Manschette	2.100.813	
TEMPERATUR-MESSUNG				
18	03TEA00	Temperatursonde Erwachsene	2.101.093	
18	03TEC00	Temperatursonde Kind	2.101.094	
18	03TEC01	Temperatur-Hautsensor Kind	2.101.103	
HZV-MESSUNG				
19	03BTP00	Baxter HZV-Sonde	2.100.163	
19	03LPC00	Y-Verbindungskabel	2.310.303	
19	03BIS00	Baxter Injektat System	2.100.852	
20	602019	Baxter HZV-Sonde (Edwards 93522)	93.522	

Datum, Ort _____

Unterschrift _____





Hotline: +49 (0)7131 27 74 555
www.schwarzercardiotek.com

Schwarzer Cardiotek GmbH
Im Zukunftspark 3
74076 Heilbronn
Germany
Phone +49(0)7131 27 74 500
Fax +49(0)7131 27 74 590
info@schwarzercardiotek.com

CardioTek B.V.
Dr. Nolenslaan 107B
6136 GL Sittard
The Netherlands
Phone 1 +31 (0)85 48 67 64-0
Phone 2 +31 (0)43 36 56 00 6